



«АмплиТест® Хантавирусы»

ЕРУЛ: Г004-00110-00/05222743

**набор реагентов для выявления РНК хантавирусов,
возбудителей геморрагической лихорадки с почечным синдромом,
методом полимеразной цепной реакции**

➤ Набор предназначен для качественного определения и идентификации РНК хантавирусов Пуумала (*Orthohantavirus puumalaense*), Сеул (*Orthohantavirus seoulense*), Хантаан (*Orthohantavirus hantanense*), Добрава (*Orthohantavirus dobravaense*), возбудителей геморрагической лихорадки с почечным синдромом (**ГЛПС**), в биологическом материале человека

Хантавирусы — группа РНК-содержащих вирусов семейства *Hantaviridae*, которые циркулируют в природе среди грызунов и могут передаваться человеку.

В России инфекция относится к наиболее распространённым природно-очаговым болезням. Ежегодно в РФ регистрируют несколько тысяч случаев заражения. Хантавирусы вызывают тяжёлые заболевания, поражая кровеносные сосуды, почки или дыхательную систему. Среди них наибольшую опасность представляют штаммы Хантаан и Добрава-Сочи, ассоциированные с высоким риском летального исхода. Ранняя диагностика ГЛПС критически важна для своевременного начала терапии и профилактики тяжёлых осложнений.

- Исследуемый материал: лейкоцитарная фракция крови, сыворотка крови, моча
- Набор рассчитан на проведение 50 определений
- Набор выпускается в двух формах комплектации:
 - Форма 1: «РИБО-преп» и «ПЦР-комплект»
 - Форма 2: «Магно-Сорб-Плюс» и «ПЦР-комплект»

ПРЕИМУЩЕСТВА НАБОРА


- ✓ Набор позволяет быстро и дифференцированно выявлять РНК четырёх видов хантавирусов
- ✓ Высокая аналитическая чувствительность: **от 200 до 500 ГЭ/мл** при исследовании лейкоцитарной фракции крови, сыворотки крови и мочи в зависимости от метода экстракции РНК
- ✓ Возможность экстракции РНК из образцов как ручным методом с использованием комплекта **«РИБО-преп»**, так и с помощью автоматических станций с использованием комплекта **«Магно-Сорб-Плюс»**

Набор адаптирован для амплификаторов

- ✓ роторного типа
- ✓ планшетного типа

СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев



119121, Российская Федерация,
г. Москва, Погодинская ул., д.10 стр. 1
e-mail: promlab@cspfmmba.ru

www.amplitest.ru

По вопросам приобретения продукции
тел.: +7 (495) 540-61-77 доб. 3023, 3024
e-mail: saleslab@cspfmmba.ru