

ФГБУ «ЦСП» ФМБА России
119121, Российская Федерация,
г. Москва, Погодинская ул., д.10 стр. 1
тел.: +7 (499) 246-58-24; факс: +7 (499) 245-03-14
e-mail: promlab@cspfmba.ru; сайт: www.amplitest.ru

**Информационное письмо о безопасности набора реагентов
для выявления РНК вирусов Западного Нила и Усуту
методом полимеразной цепной реакции
«АмплиТест® ЛЗН / Усуту»**

Уважаемый клиент,

Согласно последним поправкам к Регламенту (ЕС) 1907/2006 и Регламенту (ЕС) 1272/2008, ФГБУ «ЦСП» ФМБА России предоставляет по запросу листы безопасности (Safety Data Sheet - SDS) на следующие реагенты:

входящие в состав формы 1, **REF** T-V063-1FRT

- Раствор для лизиса,
- Раствор для преципитации,
- Раствор для отмывки 3,
- Раствор для отмывки 4.

входящие в состав формы 2, **REF** T-V063-2FRT

- Раствор для лизиса Плюс,
- Раствор для отмывки Плюс,
- Раствор для отмывки 3,
- Раствор для отмывки 4.

Наличие листов безопасности для прочих реагентов, входящих в состав вышеупомянутого комплекта реагентов, не требуется, так как они содержат не более 1 % веществ, классифицируемых как опасные, и не более 0,1 % веществ, классифицируемых как канцерогенные категории 2 или токсичные для репродукции категории 1A, 1B и 2, аллергены кожи категории 1, дыхательные аллергены категории 1, или имеющие воздействие на/через лактацию, или являющихся устойчивыми, биоаккумулятивными токсическими веществами (PBT) или высокоустойчивыми и высокобиоаккумулятивными веществами (vPvB).

Во время работы с данным комплектом рекомендуется всегда соблюдать меры предосторожности, указанные в инструкции к комплекту реагентов.

С уважением,

Директор центра постгеномных технологий



Г.А. Шипулин