НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ДИАГНОСТИКЕ





«АмплиТест® Энтеровирус+68»

Регистрационное удостоверение № РЗН 2024/23935

для выявления РНК энтеровирусов человека (*Human enterovirus*) с идентификацией энтеровируса 68 типа (*Enterovirus* 68 типа) методом полимеразной цепной реакции

➤ Набор предназначен для качественного определения РНК энтеровирусов человека (*Human enterovirus*) видов / кластеров A, B, C, D, без дифференцировки между ними с идентификацией энтеровируса 68 типа (*Enterovirus* 68 типа)

Энтеровирусы опасны тем, что вызываемые ими инфекции в большинстве случаев протекают бессимптомно, однако могут приводить к тяжелым формам заболеваний, таким как **менингиты и энцефалиты**.

Особую опасность энтеровирусы представляют для детей, в том числе энтеровирус 68 типа в связи с возможностью развития острого вялого миелита, который поражает нижние двигательные нейроны спинного мозга и характеризуется внезапным снижением мышечного тонуса, нарушением рефлексов глотания, опусканием век и, в серьезных случаях, дыхательной недостаточностью

- Исследуемый материал: биологический материал человека (мазки со слизистой носо- и ротоглотки, спинномозговая жидкость (СМЖ), фекалии) и объекты окружающей среды (концентраты образцов воды)
- Набор рассчитан на проведение 96 определений
- > Набор выпускается в двух формах комплектации:
 - Форма 1: «РИБО-преп ЭВ» и «ПЦР-комплект»
 - Форма 2: «Магно-Сорб-Комбо ЭВ» и «ПЦР-комплект»

ПРЕИМУЩЕСТВА НАБОРА

- ✓ Выявление РНК энтеровирусов с идентификацией энтеровируса 68 типа
- ✓ При проведении исследования одновременно в одной пробирке проводятся три реакции ОТ-ПЦР, что снижает временные и экономические затраты
- ✓ Возможность экстракции ДНК из образцов как ручным методом с использованием комплекта «РИБО-преп ЭВ», так и с помощью автоматических станций с использованием комплекта «Магно-Сорб-Комбо ЭВ»

Набор адаптирован для амплификаторов

- ✓ Rotor-Gene Q (QIAGEN)
- ✓ CFX 96 (Bio-Rad)
- ✓ ДТпрайм (ДНК Технология)

СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев



119121, Российская Федерация, г. Москва, Погодинская ул., д.10 стр. 1 e-mail: promlab@cspfmba.ru

По вопросам приобретения продукции тел.: +7 (495) 540-61-77 доб. 3008, 3023, 3026, 3024 e-mail: saleslab@cspfmba.ru