



# «АмплиТест SARS-CoV-2 авто»

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10118

**Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2  
тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19)  
методом полимеразной цепной реакции  
с автоматической экстракцией РНК**

## НАЗНАЧЕНИЕ

Выявляет все известные штаммы коронавируса SARS-CoV-2 в мазках со слизистой носо- и ротоглотки

## ПРЕИМУЩЕСТВА НАБОРА

- ✓ Набор может использоваться как в режиме автоматической экстракции, так и с применением магнитного штатива
- ✓ Совместимые автоматические станции для экстракции:
  - MicroLab STARlet (Hamilton Bonaduz AG)
  - Kingfisher Flex 24 (ThermoFisher Scientific)
- ✓ Время проведения автоматической экстракции – 18-20 минут
- ✓ Высокие показатели аналитической чувствительности позволяют выявить РНК коронавируса SARS-CoV-2 даже в инкубационном периоде и у бессимптомных носителей
- ✓ Наличие внутреннего контрольного образца (ВКО), позволяет контролировать все этапы исследований для каждого образца и оценивать влияние потенциальных ингибиторов, а также исключать ложноотрицательные результаты

## Набор адаптирован для амплификаторов

- Rotor-Gene Q (QIAGEN)
- CFX 96 (Bio-Rad)
- ДТпрайм (ДНК Технология)

## СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев

