



«АмплиТест® SARS-CoV-2 LAMP»

Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/13956

**Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2
тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19)**

методом изотермической амплификации

**Самый быстрый на рынке вариант проведения
исследования для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2**

**Уже в течение 20 минут могут быть получены
первые положительные результаты тестирования**

НАЗНАЧЕНИЕ

Выявляет все известные штаммы коронавируса SARS-CoV-2 в мазках со слизистой носо- и ротоглотки

ПРЕИМУЩЕСТВА НАБОРА

- ✓ Значительно сокращает время ожидания результатов анализов
- ✓ При выделении автоматическим методом общее время исследования сокращается **до 1 часа**
- ✓ Увеличивает пропускную способность лаборатории
- ✓ Возможно выделение как ручным («АмплиТест РИБО-преп»), так и автоматическим методом («АмплиТест® Магно-Сорб-Турбо»)
- ✓ Высокие показатели аналитической чувствительности
- ✓ Наличие внутреннего контрольного образца (ВКО), позволяет контролировать все этапы исследований для каждого образца и оценивать влияние потенциальных ингибиторов, а также исключать ложноотрицательные результаты

Набор адаптирован для амплификаторов

- Rotor-Gene Q (QIAGEN)
- CFX 96 (Bio-Rad)
- QuantStudio 5 (Life Technologies)
- ДТпрайм (ДНК Технология)

СРОК ГОДНОСТИ

7 месяцев



119121, Российская Федерация,
г. Москва, Погодинская ул., д.10 стр. 1
e-mail: promlab@cspfmbaru

По вопросам приобретения продукции
тел.: +7 (495) 540-61-77 доб. 3008, 3023, 3026, 3024
e-mail: saleslab@cspfmbaru